

es

ESPÁTULA DE AYRE

Producto de un solo uso. La reutilización de este producto puede causar infecciones. Se comercializa en 2 materiales:

- Madera de alta calidad, de consistencia inastillable y bordes redondeados para evitar la agresividad sobre las mucosas y tejidos.
- Plástico (Poliestireno antichoque) atóxico y con bordes redondeados para evitar la agresividad sobre las mucosas y tejidos.

Tiene una consistencia mecánica suficiente para asegurar la imposibilidad de rotura durante su uso. Producto destinado a facilitar la toma de muestras cervicales por personal sanitario especializado y en las condiciones higiénicas apropiadas. Presentación a granel.

La espátula está destinada a ser utilizada en entornos clínicos-hospitalarios. El uso de la espátula no presenta ninguna dificultad para los usuarios previstos. No apta para cualquier otra aplicación que no sea su uso previsto. No debe usarse si se observa suciedad en la espátula. Desechar el producto si se encuentra alguna rota o con astillas. No debe ejercerse una fuerte presión durante el uso ya que la espátula podría romperse (poco probable, ya que la fuerza necesaria para romperla es considerable). En caso de rotura, desechar inmediatamente. Las espátulas no precisan de condiciones especiales de conservación. Debido al uso previsto del producto, los destinatarios pertenecen al sector sanitario, y disponen de contenedores de residuos biológicos donde se debe desechar el producto utilizado, y gestionarlo como desecho biológico. Las espátulas, una vez utilizadas, se deben descontaminar o tratar como residuos hospitalarios contaminados. Es responsabilidad de cada laboratorio manipular, tratar y eliminar los residuos según reglamentaciones. Las espátulas no utilizadas pueden considerarse productos no peligrosos y pueden eliminarse según este criterio.



No reutilizar



Marcado CE



Fabricante



Producto Sanitario



deltalab.es/eifus

Consultar instrucciones de uso en la página web www.deltalab.es/eifus



Fecha de caducidad



Referencia de catálogo



Número de lote

En caso de incidente grave* relacionado con el producto, comunicar tanto a Deltalab, S.L. como a la autoridad competente del Estado en el que se establezca el usuario. *Se entiende como "incidente grave" aquel que conlleve el fallecimiento o deterioro grave de la salud del paciente o usuario o bien una grave amenaza para la salud pública.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
deltalab@deltalab.es - www.deltalab.es