

fr

SPATULE DE AYRE

À usage unique. La réutilisation de ce produit peut causer des infections. Il est disponible en deux matériaux :

- Bois de haute qualité, la cohérence incassable et bords arrondis pour éviter l'agression sur les membranes et muqueuses.
- Plastique non toxique (anti-polystyrène choc), avec des bords arrondis pour prévenir l'agression sur les membranes et muqueuses.

À une consistance mécanique suffisante pour garantir l'impossibilité de rupture pendant l'utilisation. Produit conçu pour faciliter l'échantillonnage du col de l'utérus par un personnel de santé qualifié et dans des conditions d'hygiène appropriées. Emballage en vrac.

La spatule est destinée à être utilisée dans des environnements cliniques et les hôpitaux. L'utilisation à spatule ne présente aucune difficulté pour les utilisateurs visés. Ne pas utiliser pour toute autre application que son utilisation prévue. Ne pas utiliser si la saleté est visible dans la spatule. Veuillez jeter le produit en cas de cassure ou ébréché. Ne pas exercer de forte pression pendant l'utilisation, car le couteau pourrait se briser (peu probable, puisque la force nécessaire pour le rompre est considérable). En cas de bris, jeter immédiatement. Les spatules ne nécessitent pas de conditions particulières de conservation. En raison de l'utilisation prévue du produit, il doit être utilisé par un personnel de santé qui possède dans des conteneurs biologiques, car il est considéré comme un déchet biologique. Les spatules, une fois utilisées, doivent être décontaminées ou traitées comme des déchets médicaux contaminés. Il est de la responsabilité de chaque laboratoire de gérer, traiter et éliminer les déchets conformément à la réglementation.



Ne pas réutiliser



CE marking



Fabricant



Dispositif médical



deltalab.es/eifus

Consulter le mode d'emploi sur le site web



Date de péremption



Numéro de référence



Code du lot

En cas d'incident grave* lié au produit, merci de le communiquer à la fois à Deltalab, S.L. mais aussi à l'autorité compétente de l'État dans lequel l'utilisateur est établi. *Par "incident grave", on entend ce qui entraîne la mort ou une dégradation grave de la santé du patient ou de l'utilisateur ou bien alors une menace importante pour le santé publique.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
deltalab@deltalab.es - www.deltalab.es