

fr

CYTO BROSSE

Produit utilisé pour faciliter le prélèvement d'échantillons cervicaux par du personnel de santé spécialisé et dans des conditions d'hygiène appropriées, destiné aux études de laboratoire (cytologiques, anatomopathologiques, microbiologiques, etc.).
Produit à usage unique. Les cyto brosse sont dispositifs médicaux (DM).

Utilisation prévue :

Produit destiné à obtenir une biopsie cervicale d'une zone suspecte ou présentant des lésions exocervicales visibles détectées lors d'un toucher vaginal, afin d'obtenir des tissus d'une femme atteinte d'une maladie intraépithéliale.

Destiné à être utilisé en milieu clinique-hospitalier.

La forme et la texture de la tête permettent de prélever une quantité suffisante d'échantillon dans le cas où plusieurs tests doivent être effectués.

Présentation :

Présentation en vrac.

Précautions générales :

1. Il ne doit pas être utilisé en cas de grossesse.
2. La réutilisation de ce produit peut provoquer des infections.
3. L'utilisation de la cyto brosse ne présente aucune difficulté pour les usages auxquels elle est destinée.
4. Ne convient à aucune application autre que l'utilisation prévue.
5. Ne doit pas être utilisé si de la saleté est observée sur la brosse. Jeter le produit s'il s'avère qu'il est cassé ou sans tête.
6. Une forte pression ne doit pas être exercée pendant l'utilisation, car la brosse cervicale peut se casser (peu probable car la force nécessaire pour la casser est considérable). En cas de casse, jeter immédiatement.
7. Les cyto brosse ne nécessitent pas de conditions de stockage particulières.
8. En raison de l'utilisation prévue du produit, les destinataires appartiennent au secteur de la santé et disposent de conteneurs de déchets biologiques, où le produit utilisé doit être éliminé et géré comme un déchet biologique. Les cyto brosse, une fois utilisées, doivent être décontaminées ou traitées comme des déchets hospitaliers contaminés. Il est de la responsabilité de chaque laboratoire de manipuler, traiter et éliminer les déchets conformément à la réglementation. Les brosses non utilisées peuvent être considérées comme des produits non dangereux et peuvent être éliminées conformément à ce critère.



Ne pas réutiliser



Marquage CE



Fabricant



Dispositif médical



deltalab.es/eifus

Consulter le mode d'emploi sur le site web www.deltalab.es/eifus



Date de péremption



Numéro de référence



Identifiant unique des dispositifs



Code du lot

En cas d'incident grave* lié au produit, merci de le communiquer à la fois à Deltalab, S.L. mais aussi à l'autorité compétente de l'État dans lequel l'utilisateur est établi. *Par "incident grave", on entend ce qui entraîne la mort ou une dégradation grave de la santé du patient ou de l'utilisateur ou bien alors une menace importante pour la santé publique.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es