

fr

## ABAISSÉ-LANGUE

Produit à usage unique. La réutilisation de ce produit peut causer des infections. Ils sont disponibles en deux matériaux :

- Bois de haute qualité, la cohérence incassable et bords arrondis pour éviter l'agression sur les membranes et muqueuses.
- Plastique non toxique (anti-choc polystyrène) et biocompatible, avec des bords arrondis pour prévenir l'agression sur les membranes et muqueuses.

À une consistance mécanique suffisante pour garantir l'impossibilité de rupture pendant l'utilisation. Il est utilisé comme un abaisse-langue pour obtenir une vision correcte de la région buccale et pour prévenir la contamination pendant le prélèvement de gorge et du nasopharynx. Présentation in vrac

Le abaisse-langue est destiné à être utilisé dans des environnements cliniques et les hôpitaux. L'utilisation à abaisse-langue ne présente aucune difficulté pour les utilisateurs visés. Ne pas utiliser pour toute autre application que son utilisation prévue. Ne pas utiliser si des signes de rupture ou endommagement de l'emballage. S'il apparaît que l'emballage unitaire a perdu son intégrité, ne pas utiliser l'abaisse-langue.

En cas de bris, jeter immédiatement. Les abaisse-langue ne nécessitent pas de conditions particulières de conservation. En raison de l'utilisation prévue du produit, il doit être utilisé par un personnel de santé qui possède les conteneurs biologiques, car il est considéré comme un déchet biologique. Les abaisse-langue, une fois utilisées, doivent être décontaminées ou traitées comme des déchets médicaux contaminés. Il est de la responsabilité de chaque laboratoire de gérer, traiter et éliminer les déchets conformément à la réglementation. Des abaisse-langue non utilisés peuvent être considérés comme produits non dangereux et peuvent être éliminés par ce critère.



Ne pas réutiliser



CE marking



Fabricant



Dispositif médical



[deltalab.es/eifus](http://deltalab.es/eifus)

Consulter le mode d'emploi sur le site web



Date de péremption



Numéro de référence



Code du lot

En cas d'incident grave\* lié au produit, merci de le communiquer à la fois à Deltalab, S.L. mais aussi à l'autorité compétente de l'État dans lequel l'utilisateur est établi. \*Par "incident grave", on entend ce qui entraîne la mort ou une dégradation grave de la santé du patient ou de l'utilisateur ou bien alors une menace importante pour la santé publique.



DELTALAB, S.L.  
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,  
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.  
[deltalab@deltalab.es](mailto:deltalab@deltalab.es) - [www.deltalab.es](http://www.deltalab.es)